


Fosfo-Histona H3-T11 Coelho Pab - Q16695 / P68431

Número do item: CM0001030



introdução

Fosfo-Histona H3-T11 Coelho pAb (Q16695/P68431) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Alta especificidade para humano, rato, rato e ampla previsão. Validado para detecção de histona H3 fosforilada em Thr11 em células testiculares e outras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Histona H3-T11 Coelho pAb
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Fosfo-Histona H3-T11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	H3
ID do Gene	8290/8350
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T11 do HIST1H3B humano (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo