


Pab De Coelho Para Phospho-Histona H3-T3 Para Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Número do item: CM0000899



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à Histona H3 fosforilada em Thr-3. Validado para WB e ELISA, detecta H3 humano, de camundongo e rato, com reatividade cruzada ampla prevista. Ideal para pesquisa em cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho para Phospho-Histona H3-T3
Observações/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Pepetídeo Sintético - Um peptídeo sintético fosforilado ao redor de T3 do HIST1H3A humano (NP_003520.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Transporte	Bolsa de gelo