


Pab De Coelho Phospho-Histona H3-T32 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16695 / P68431

Número do item: CM0000649



introdução

O pAb de coelho Phospho-Histona H3-T32 (AP0897) é um anticorpo policlonal de coelho validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a Thr32 fosforilada da histona H3. É ideal para pesquisa em cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho Phospho-Histona H3-T32
Observações/Apelidos	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T32
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla faixa prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo