


## Fosfo-Histona H4-S1 Coelho Pab Para Wb, Elisa - P62805

Número do item: CM0001131



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Fosfo-Histona H4-S1 validado para WB e ELISA. Reconhece humano, camundongo, rato e outras espécies. Adequado para estudos de modificação de cromatina e histonas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Fosfo-Histona H4-S1 Coelho pAb                                                                                                 |
| Observações/Alias   | H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Fosfo-Histona H4-S1 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | H4                                                                                                                             |
| GeneID              | 8359                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S1 da Histona H4 humana (NP_003529.1).                        |
| Origem              | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Faixa Prevista)                                                                         |
| SWISS               | P62805                                                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 11kDa                                                                                                                          |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                  |