


Phospho-Hsf1-S326 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q00613

Número do item: CM0001873



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HSF1 humano fosforilado na serina 326. Adequado para aplicações de western blot e ELISA em pesquisas sobre resposta ao choque térmico, regulação da transcrição e estresse. Detecta uma banda de 57 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-HSF1-S326 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HSTF1; Phospho-HSF1-S326
Espécie	Humano
GeneID	3297
Imunogénio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S326 do HSF1 humano (NP_005517.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q00613
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo