


Anticorpo Monoclonal De Coelho Fosfo-Hsp27/Hspb1-S15 - P04792

Número do item: CM0001014



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado à HSP27/HSPB1 na Ser15. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adequado para amostras humanas, detecta proteína de 23 kDa. Ideal para estudos de resposta ao estresse e chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-HSP27/HSPB1-S15
Observações/Apelido	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Fosfo-HSP27/HSPB1-S15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3315
GeneID	3315
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno do S15 da HSP27/HSPB1 humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04792
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo