


Phospho-Hsp27/Hspb1-S82 Pab De Coelho - P04792

Número do item: CM0000434



introdução

O pAb de Coelho Phospho-HSP27/HSPB1-S82 detecta a fosfo-HSP27 endógena em Ser82. Validado para Western blot, IHC-P, IP e ELISA. Ideal para pesquisa de resposta ao estresse, atividade de chaperona e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-HSP27/HSPB1-S82 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S82
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3315
GeneID	3315
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S82 da HSP27/HSPB1 humana (NP_001531.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04792
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco com gelo