

Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Igf1R-Y1161 Para Wb E Elisa - P08069

Número do item: CM0000943



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-IGF1R-Y1161 para WB e ELISA. Reatividade: humano, rato, camundongo. Direciona-se à Y1161 fosforilada do IGF1R, um receptor tirosina quinase que regula o crescimento celular e a transformação tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-IGF1R-Y1161
Observações/Apelido	IGFR; CD221; IGFIR; JTK13; Fosfo-IGF1R-Y1161
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3480
GeneID	3480
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno da Y1161 do IGF1R humano (NP_000866.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08069
Peso Proteico	155kDa
Envio	Saco de gelo