

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Igf1R-Y1165/1166/Insr-Y1189/1190 - P08069 / P06213

Número do item: CM0000541



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que reconhece as formas ativadas de IGF1R (Y1165/Y1166) e INSR (Y1189/Y1190). Adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de crescimento e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IGF1R/INSR; Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190
Espécie	Humano
ID do Gene	3480 (IGF1R), 3643 (INSR)
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y1165 e Y1166 do IGF1R humano (NP_000866.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08069, P06213
Peso Proteico	154kDa/155kDa/156kDa
Envio	Saco de gelo