

Anticorpo Monoclonal Coelho Phospho-I κ B α -S36 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25963

Número do item: CM0001520



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico contra I κ B α (Ser36). Adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Validado para pesquisa da via de sinalização NF- κ B e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho Phospho-I κ B α -S36
Observações/Alias	IKBA; MAD-3; NFKB1; EDAID2; Phospho-I κ B α -S36
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4792
ID do Gene	4792
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S36 do I κ B α humano (P25963).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25963
Peso da Proteína	36kDa
Transporte	Bolsa de gelo