


Fosfo-Ikba-Y42 Pab De Coelho Para Wb - P25963

Número do item: CM0001033



introdução

Fosfo-IkBa-Y42 pAb de Coelho detecta especificamente o inibidor alfa de NF-kappa-B humano fosforilado na tirosina 42 por Western blot. Ideal para estudar sinalização NF-kB, resposta imune e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Fosfo-IkBa-Y42 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Fosfo-IkBa-Y42
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4792
GeneID	4792
Imunogénio	Péptido fosforilado sintético correspondente aos resíduos circundantes ao Y42 do IkBa humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25963
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo