


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Ikky (S376) Para Wb, Elisa - Q9Y6K9

Número do item: CM0001683



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a IKKγ fosforilado em Ser376, validado para Western blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudo de sinalização de NF-κB e vias de resposta imune.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	Phospho-IKKγ-S376 Rabbit pAb
Observações/Alias	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; Phospho-IKKγ-S376
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8517
ID do Gene	8517
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S376 do IKKγ humano (NP_003630.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6K9
Peso Proteico	48 kDa/56 kDa/37 kDa
Transporte	Bolsa de gelo