

Fosfo-Insr-Y1146/Igf1R-Y1131 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - P06213 / P08069

Número do item: CM0001126



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece especificamente a fosfo-INSR (Y1146) e a fosfo-IGF1R (Y1131) em amostras humanas. Validado para Western blot e ELISA, é uma ferramenta essencial para pesquisa de sinalização de insulina/IGF e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131 pAb de Coelho
Observações/Apelido	INSR/IGF1R; Fosfo-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3480/3643
GeneID	3643/3480
Imunogênio	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y1146 do IGF1RINSR humano (NP_000199.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06213/P08069
Peso da Proteína	155kDa
Envio	Saco de gelo