

Pab De Coelho Phospho-Insr-Y1189/Y1190 + Igf1R-Y1165/Y1166 Para Wb, Elisa - P08069/P06213

Número do item: CM0000855



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta os sítios de dupla fosforilação Y1189/Y1190 no INSR e Y1165/Y1166 no IGF1R. Validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para o estudo de vias de sinalização de insulina/IGF-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IGF1R/INSR; Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3480/3643
GeneID	3480/3643
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y1165 & Y1166 do IGF1R/INSR humano (NP_000199.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08069/P06213
Peso da Proteína	154kDa/155kDa/156kDa
Envio	Bolsa de gelo