

Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Ire1-S724 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75460

Número do item: CM0001061



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado a IRE1 (ERN1) fosforilado em Ser724. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ferramenta confiável para investigar o estresse do RE e as vias de UPR em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-IRE1-S724 Rabbit mAb
Observações/Apelido	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p; Phospho-IRE1-S724
Espécie	Humano, Camundongo, Rato
ID do Gene (Humano)	2081
ID do Gene	2081
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de S724 da IRE1 humana (NP_001424.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75460
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Bolsa de gelo