


Fosfo-Ire1-S724 Pab De Coelho - O75460

Número do item: CM0001877



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a fosfo-IRE1 (S724) para aplicações de WB, IHC-P, ELISA. Validado em humano, camundongo, rato. Ferramenta chave para investigar estresse de RE e vias de resposta à proteína não dobrada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-IRE1-S724 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p; Fosfo-IRE1-S724
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2081
GeneID	2081
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S724 de IRE1alfa humano (NP_001424.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75460
Peso da Proteína	110 kDa
Envio	Saco com gelo