

Pab De Coelho Contra Phospho-Irf3-S386 Para Wb E Elisa - Q14653

Número do item: CM0001275



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IRF3 fosforilado em S386, validado para aplicações WB e ELISA. Reage com IRF3 de humano, camundongo e rato. Adequado para investigar a sinalização por interferão e vias imunes inatas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho Phospho-IRF3-S386
Observações/Alias	IIAE7; Phospho-IRF3-S386
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3661
GeneID	3661
Imunogénio	Peptídeo Sintético Peptídeo fosforilado sintético em torno da S386 do IRF3 humano (NP_001562.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14653
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo