

Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Irs1-S1101 Para Wb, Elisa - P35568

Número do item: CM0000557



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado ao IRS1 fosforilado na Ser1101. Validado para Western blot e ELISA, apresenta reatividade cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização da insulina e vias metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-IRS1-S1101
Observações/Apelido	HIRS-1; Fosfo-IRS1-S1101
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3667
ID do Gene	3667
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S1101 do IRS1 humano (NP_005535.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35568
Peso Proteico	132kDa
Transporte	Saco de gelo