

Fosfo-Irs1-S307 (Específico Humano) Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Número do item: CM0001499



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a IRS1 pS307 (específico humano), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização por insulina, pesquisa de doenças metabólicas e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-IRS1-S307 (Específico Humano) pAb de Coelho
Observações/Alias	HIRS-1; Fosfo-IRS1-S307 (Específico Humano)
Espécie	Humano
GeneID	3667
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S307 do IRS1 humano (NP_005535.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35568
Peso Proteico	132kDa
Envio	Saco de gelo