

Anticorpo Policlonar De Coelho Phospho-Irs1-S312 Para Western Blot - P35568

Número do item: CM0001213



introdução

Anticorpo policlonar de coelho fosfo-específico direcionado ao IRS1 humano na serina 312. Validado para Western blotting com reatividade cruzada a camundongo e rato, adequado para estudos de sinalização por insulina e metabolismo. - P35568

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-IRS1-S312 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HIRS-1; Phospho-IRS1-S312
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3667
ID do Gene	3667
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo fosfo-específico correspondente a resíduos ao redor do S312 do IRS1 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35568
Peso da Proteína	132kDa
Envio	Saco de gelo