

Phospho-Irs1-S612/S636 Rabbit Mab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Número do item: CM0000749



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Phospho-IRS1-S612/S636 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com IRS1 humano e de camundongo. Ferramenta chave para estudos de sinalização de insulina e distúrbios metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-IRS1-S612/S636 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HIRS-1; Phospho-IRS1-S612/S636
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3667
GeneID	3667
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S616 do IRS1 humano (NP_005535.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P35568
Peso da Proteína	132kDa
Envio	Saco de gelo