

Anticorpo De Coelho Pab Fosfo-Irs1-S636/639 Para Wb, Elisa - P35568

Número do item: CM0001602



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado ao IRS1 fosforilado em Ser636 e Ser639. Validado para Western blot e ELISA em amostras humanas. Explore a sinalização da insulina e a pesquisa em diabetes com este anticorpo de alta qualidade.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	Observações/Apelido	Espécie	GeneID (Humano)	GeneID	Imunógeno	Fonte	Categoria	Aplicação	Reatividade Cruzada	SWISS	Peso Proteico	Envio
Anticorpo de Coelho pAb Fosfo-IRS1-S636/639	HIRS-1; Fosfo-IRS1-S636/639	Humano	3667	3667	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S636 e S639 do IRS1 humano (NP_005535.1).	Coelho	Anticorpos Fosforilados	WB, ELISA	Humano	P35568	132kDa	Saco de gelo