

Anticorpo Monoclonal De Coelho Fosfo-Jak2-Y1007/1008 Para Wb, Elisa - O60674

Número do item: CM0001440



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho Fosfo-JAK2-Y1007/1008 detecta especificamente a JAK2 humana fosforilada em Y1007/Y1008. Validado para WB e ELISA, ideal para estudar a sinalização JAK-STAT em pesquisas sobre câncer e imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-JAK2-Y1007/1008
Observações/Apelido	JTK10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3717
GeneID	3717
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y1007 & Y1008 da JAK2 humana (NP_001309123.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60674
Peso Proteico	131kDa
Envio	Em bolsa de gelo