

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Jak2-Y1008 Para Wb, Elisa - O60674

Número do item: CM0001758



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-JAK2-Y1008 validado para WB e ELISA. Detecta JAK2 humano fosforilado em Tyr1008, um sítio crítico de ativação na sinalização de citocinas e regulação da cromatina. Ideal para pesquisa IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de Coelho Phospho-JAK2-Y1008
Observações/Apelido	JTK10; Phospho-JAK2-Y1008
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3717
GeneID	3717
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y1008 do Phospho-JAK2-Y1008 humano (NP_004963.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60674
Peso Proteico	131kDa
Remessa	Em saco de gelo