

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Jak2-Y221 Para Wb E Elisa - O60674

Número do item: CM0000913



introdução

O anticorpo policlonal de coelho Phospho-JAK2-Y221 detecta a JAK2 fosforilada endógena na tirosina 221 em humanos, camundongos e ratos. Ideal para aplicações de WB e ELISA em estudos de sinalização JAK/STAT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-JAK2-Y221 Rabbit pAb
Observações/Alias	JTK10; Phospho-JAK2-Y221
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3717
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y221 da JAK2 humana (NP_004963.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60674
Peso Proteico	131kDa
Envio	Bolsa de gelo