


Pab De Coelho Contra Phospho-Jnk1-T183/Y185 + Jnk2-T183/Y185 + Jnk3-T221/Y223 - P45983 / P45984 / P53779

Número do item: CM0000687



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfoespecífico direcionado aos sítios de ativação de JNK1/2/3, validado para Western blot e ELISA.

Desenvolvido para pesquisa em humanos e camundongos no estudo de sinalização de estresse e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra Phospho-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5599/5601/5602
GeneID	5599/5601/5602
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T183 & Y185 da proteína JNK1/2/3MAPK8 humana (NP_620637.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso da Proteína	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
Transporte	Bolsa de gelo