

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-JunB-S259 Para Wb - P17275

Número do item: CM0001470

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Phospho-JunB-S259 validado para western blot (WB) em humano, rato, camundongo. Detecta o fator de transcrição JunB fosforilado na serina 259, ideal para pesquisa da via de sinalização AP-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Phospho-JunB-S259
Observações/Apelido	AP-1; Phospho-JunB-S259
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3726
ID do Gene	3726
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo fosfo-específico correspondente aos resíduos ao redor da S259 do Phospho-JunB-S259 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17275
Peso Proteico	36kDa
Envio	Em saco de gelo