

Pab De Coelho Phospho-Lamin A/C-S22 Para Wb, Ip, Elisa - P02545

Número do item: CM0001075



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a Laminina A/C fosforilada na Serina 22. Validado para WB, IP, ELISA em amostras humanas e de rato. Ideal para estudos de organização da lâmina nuclear e da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho Phospho-Lamin A/C-S22
Observações/Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Phospho-Lamin A/C-S22
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4000
GeneID	4000
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P02545
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Saco de gelo