

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Lat-Y171 Para Wb E Elisa - O43561

Número do item: CM0001956

introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à tirosina 171 fosforilada do LAT humano, um adaptador chave na sinalização do receptor de células T. Adequado para aplicações de WB e ELISA em pesquisa de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de Coelho Anti-Fosfo-LAT-Y171
Observações/Apelido	LAT1; pp36; IMD52; Fosfo-LAT-Y171
Espécie	Humano
GeneID (humano)	27040
GeneID	27040
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y171 do LAT humano (NP_001014987.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43561
Peso da Proteína	28kDa
Transporte	Saco de gelo