


Phospho-Lats1-S909/Lats2-S872 Pab De Coelho - 095835 / Q9Nrm7

Número do item: CM0000703



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que reconhece LATS1 (S909) e LATS2 (S872) para aplicações de WB e ELISA. Adequado para amostras humanas; visa supressores de tumor chave da via Hippo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	phospho-LATS1-S909/LATS2-S872 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LATS1; WARTS; wts; phospho-LATS1-S909/LATS2-S872
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9113/26524
GeneID	9113/26524
Imunogénio	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S909 do LATS1 humano (NP_004681.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O95835/Q9NRM7
Peso da Proteína	76kDa/126kDa
Envio	Saco de gelo