


Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Lats1-T1079+Lats2-T1041 - O95835 / Q9Nrm7

Número do item: CM0001759



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que reconhece LATS1 (T1079) e LATS2 (T1041) fosforilados. Ideal para estudos de sinalização Hippo via WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	phospho-LATS1-T1079+LATS2-T1041 mAb de Coelho
Observações/Apelido	LATS1; WARTS; wts; phospho-LATS1-T1079+LATS2-T1041
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9113/26524
GeneID	9113/26524
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T1079 e T1041 de LATS1/ LATS2 humano (NP_004681.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95835/Q9NRM7
Peso Proteico	76kDa/126kDa
Envio	Saco de gelo