


## Pab De Coelho Para Phospho-Lck-Y394 - P06239

Número do item: CM0001510



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho detecta LCK fosforilada em Tyr394 em humanos e camundongos. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA em estudos de sinalização do receptor de células T.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de coelho para Phospho-LCK-Y394                                             |
| Observações/Alias   | LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Phospho-LCK-Y394                             |
| Espécie             | Humano                                                                          |
| ID do Gene (Humano) | 3932                                                                            |
| Imunógeno           | Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y394 da LCK humana (NP_005347.3). |
| Origem              | Coelho                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                         |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                              |
| SWISS               | P06239                                                                          |
| Peso da Proteína    | 58kDa                                                                           |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                   |