


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Lck-Y505 Para Wb, Ip, Elisa - P06239

Número do item: CM0000804



introdução

Detecta Lck humano fosforilado em Y505. Adequado para WB, IP, ELISA. Ideal para estudos de sinalização de células T, regulação de Lck e pesquisa de função imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-Fosfo-Lck-Y505
Observações/Apelido	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Fosfo-Lck-Y505
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3932
GeneID	3932
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y505 do Lck humano (NP_001036236.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06239
Peso Proteico	58kDa
Envio	Em saco de gelo