


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Lcp2-Y145 Para Wb, Elisa - Q13094

Número do item: CM0000732



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à LCP2 humana em Y145. Validado para WB e ELISA; reconhece humano e camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização do receptor de células T e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de coelho Phospho-LCP2-Y145
Observações/Apêndice	IMD81; SLP76; SLP-76; Phospho-LCP2-Y145
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3937
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y145 da LCP2 humana (NP_005556.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13094
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo