


Phospho-Lyn-Y397 Rabbit Mab - P07948

Número do item: CM0000445



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo contra Lyn (Tyr397) para WB, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar a ativação da quinase Lyn na resposta imune, hematopoiese e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Lyn-Y397 Rabbit mAb
Observações/Apelido	JTK8; p53Lyn; p56Lyn; Phospho-Lyn-Y396
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4067
GeneID	4067
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno do Y396 do Lyn humano (P07948).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P07948
Peso Proteico	56kDa/59kDa
Envio	Saco de gelo