

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Map2K1-S217/Map2K2-S221 Para Wb, Elisa - Q02750 / P36507

Número do item: CM0001753



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que detecta MAP2K1 (fosfo S217) e MAP2K2 (fosfo S221). Adequado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar a ativação da cascata de sinalização MAPK/ERK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-MAP2K1-S217/MAP2K2-S221 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MEK1/MEK2; Phospho-MAP2K1-S217/MAP2K2-S221
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5604/5605
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S217 e S221 de MAP2K1/MAP2K2 humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02750/P36507
Peso Proteico	40kDa/43kDa/44kDa
Envio	Saco de gelo