

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Map2K3-S189 + Map2K6-S207 Para Wb, Elisa - P46734 / P52564

Número do item: CM0000457

introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à S189 fosforilada da MAP2K3 e à S207 da MAP2K6, validado para Western blot e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudar a sinalização da MAP quinase ativada por estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Fosfo-MAP2K3-S189 + MAP2K6-S207
Observações/Apelido	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5606/5608
GeneID	5606/5608
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S207 da MAP2K3/MAP2K6 humana (NP_002747.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P46734/P52564
Envio	Saco de gelo