


Fosfo-Map2K4-S257 Pab De Coelho Para Western Blot, Elisa - P45985

Número do item: CM0001736



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAP2K4 fosforilada na serina 257. Adequado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ferramenta chave para o estudo de sinalização de quinase de estresse, apoptose e homeostase imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-MAP2K4-S257 pAb de Coelho
Observações/Apelido	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Fosfo-MAP2K4-S257
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6416
ID do Gene	6416
Imunógeno	Peptídeo sintético – Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S257 de MAP2K4 humano (NP_003001.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45985
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo