


Pab De Coelho Contra Phospho-Map2K4-T261 - P45985

Número do item: CM0000940



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-MAP2K4 (Thr261) para WB e ELISA. Detecta MAP2K4 de humano, camundongo e rato. Adequado para estudar vias de sinalização JNK e p38 ativadas por estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho Phospho-MAP2K4-T261
Observações/Apelidos	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Phospho-MAP2K4-T261
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6416
GeneID	6416
Imunógeno	Pepetideo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45985
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo