

Phospho-Map2K6-S207/Map2K3-S189 Pab De Coelho Para Wb - P46734 / P52564

Número do item: CM0000470

introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que reconhece MAP2K6 (Ser207) e MAP2K3 (Ser189). Validado para Western blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a sinalização da MAP quinase ativada por estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Phospho-MAP2K6-S207/MAP2K3-S189 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MAP2K6-S207/MAP2K3-S189
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5606 (MAP2K6) / 5608 (MAP2K3)
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46734 / P52564
Peso da Proteína	36kDa / 39kDa / 31kDa / 37kDa
Envio	Saco com gelo