

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Map3K5 (Ask1/Mekk5) S967 Para Wb E Elisa - Q99683

Número do item: CM0001714



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado à MAP3K5 (ASK1/MEKK5) humana fosforilada em S967, validado para aplicações de WB e ELISA. Útil para estudos de apoptose, respostas ao estresse e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-MAP3K5-S967 Rabbit pAb
Observações/Alias	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Phospho-MAP3K5-S967
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4217
GeneID	4217
Imunógeno	Pepídeo sintético: Um peptídeo fosfo-específico correspondente aos resíduos ao redor de S967 da MAP3K5 humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99683
Peso Proteico	155kDa
Envio	Saco de gelo