

Fosfo-Map3K5-S83 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - Q99683

Número do item: CM0001243



introdução

Fosfo-MAP3K5-S83 pAb de Coelho de alta especificidade validada para Western blot (WB) e ELISA. Tem como alvo o MAP3K5 (ASK1) fosforilado na serina 83 em humanos. Essencial para o estudo de apoptose, resposta ao estresse e vias de sinalização MAPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-MAP3K5-S83 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ASK1, MEKK5, MAPKKK5, Fosfo-MAP3K5-S83
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4217
GeneID	4217
Imunogénio	Um péptido fosforilado sintético em torno da S83 do MAP3K5 humano (NP_005914.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99683
Peso Proteico	155kDa
Envio	Saco de gelo