

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Map3K5-T845 Para Wb, Elisa - 035099

Número do item: CM0000853

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-MAP3K5-T845 para WB e ELISA. Detecta ASK1 de camundongo e humana, uma cinase chave nas vias de sinalização de estresse e imunidade MAPK (MW ~155kDa, reage cruzadamente com humano). Ideal para estudos de apoptose e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-MAP3K5-T845 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ASK; ASK1; MekK5; MAPKKK5; 7420452D20Rik; Phospho-MAP3K5-T845
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4217
GeneID (Camundongo)	26408
Imunógeno	Peptídeo sintético / Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T845 de MAP3K5 de camundongo (NP_032606.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	035099
Peso da Proteína	155kDa
Envio	Saco de gelo