

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Marcks-S162 Para Wb, Elisa - P29966

Número do item: CM0001025

introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para MARCKS fosforilada (Ser162). Validado para WB e ELISA, reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização de PKC, dinâmica do citoesqueleto e pesquisa de inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-MARCKS-S162 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; Phospho-MARCKS-S162
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4082
GeneID	4082
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo específico de fosfo correspondente aos resíduos circundantes ao S162 do MARCKS humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29966
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo