


Anticorpo Policloonal De Coelho Phospho-Max-S11 Para Wb, Elisa - P61244

Número do item: CM0001367



introdução

Anticorpo Policloonal de Coelho Phospho-MAX-S11, validado para WB e ELISA. Específico para MAX humano fosforilado na serina 11. Ideal para o estudo da regulação transcrricional MYC/MAX/MAD e remodelação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-MAX-S11 Rabbit pAb
Observações/Apelido	bHLHd4; Phospho-MAX-S11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4149
GeneID	4149
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S11 do MAX humano (NP_002373.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P61244
Peso Proteico	18kDa
Envio	Bolsa de gelo