

Phospho-Mcl1-T163 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q07820

Número do item: CM0001711



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo, direcionado ao MCL1 fosforilado em T163. Validado para WB e ELISA, reage com MCL1 humano e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre apoptose e leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-MCL1-T163 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; Phospho-MCL1-T163
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4170
GeneID	4170
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T163 do MCL1 humano (NP_068779.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q07820
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo