


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Mcm2-S139 Para Wb, Elisa - P49736

Número do item: CM0001331



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Fosfo-MCM2-S139 validado para WB, ELISA, reage com MCM2 humano fosforilado em Ser139. Ideal para pesquisa de replicação de DNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-Fosfo-MCM2-S139
Observações/Apelido	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; Fosfo-MCM2-S139
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4171
GeneID	4171
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S139 do MCM2 humano (NP_004517.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49736
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de Gelo