

Fosfo-Mdm2-S260 Coelho Pab Para Wb, Elisa - Q00987

Número do item: CM0000480



introdução

O Fosfo-MDM2-S260 Coelho pAb detecta MDM2 humano fosforilado em S260. Validado para WB e ELISA. Ideal para estudar ubiquitinação de p53, apoptose e vias do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-MDM2-S260 Coelho pAb
Observações/Apelido	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; Fosfo-MDM2-S260
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4193
GeneID	4193
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S260 do MDM2 humano (NP_001354919.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q00987
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo