

Pab De Coelho Contra Mef2C Fosforilado (S396) - Q06413

Número do item: CM0000617

introdução

Anticorpo policlonal de coelho para MEF2C fosforilado (S396) para WB e ELISA; detecta MEF2C humana em ~51 kDa. Ideal para investigar a fosforilação de MEF2C na regulação da transcrição, neurodesenvolvimento e miogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de coelho contra MEF2C fosforilado (S396)
Observações/Alias	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; MEF2C fosforilado (S396)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4208
GeneID	4208
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S396 do MEF2C humano (NP_002388.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q06413
Peso Proteico	51 kDa
Transporte	Saco de gelo