

Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Mek1 (Ps221) Para Wb, Elisa - Q02750

Número do item: CM0000474



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para MEK1 fosforilado em Ser221. Adequado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Ideal para investigar vias de sinalização MAPK/ERK e doenças associadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-MEK1-pS221
Observações/Apelido	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Fosfo-MEK1-pS221
Espécie	Humano
ID do Gene	5604
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S221 do MEK1 humano (NP_002746.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q02750
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de Gelo